

PEG[♥]inpol

— PEDİATRİK MİKRO LAVMAN —

Makrokol 4000 ve Bal İçeren - Rektal Mikro Lavman

ENDİKASYONLAR

PEGinpol, rektal mikro lavman olarak kullanım için Makrokol 4000 ve bal içeren, kabızlık durumlarında dışkılamayı kolaylaştırmak için endike olan tek kullanımlık bir tıbbi cihazdır. Makrokol 4000, gaitaya su çekme mekanizması sayesinde onu yumuşatan ve bağırsakta peristaltik hareket oluşturarak boşaltımına yardımcı olan laksatif etkili kayganlaştırıcı ve yumuşatıcı özelliklere sahip bir polimerdir. Mukoza benzeri özelliklere sahip bal da rektuma su çekme kapasitesiyle yumuşatıcı ve nemlendirici bir etki gösterir.

PEGinpol, irritabl bağırsak sendromu, hemoroid ve anal fissür (yırtık veya çatlak) gibi rahatsızlıkların da görüldüğü kabızlık tedavisinde endikedir.

BİLEŞİMİ

Her Mikro Lavman: PEG 4000 ve bal içerir.
Koruyucular: benzil alkol ve dehidroasetik asit.

KULLANMA ŞEKLİ

Kanül kapağını tabandan bükerek çıkarınız. Kanülü aynı solüsyondan bir damla ile yağlayınız ve rektuma yerleştiriniz, ardından ampule bastırınız. Uygulamanın sonunda, ampülü basılı tutarken kanülü dışarı çekiniz ve boş kabı atınız.

DOZAJ

Gerektiğinde veya doktor reçetesine göre 1 mikro lavman.

UYARILAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Ürünün doğru kullanımı için kullanma talimatındaki bilgilere uyunuz. Bir veya daha fazla bileşene karşı aşırı duyarlılık veya alerji meydana gelirse kullanmayınız. İnatçı kabızlık durumunda, diğer patolojilerin dışlanması için bir doktora danışılması önemlidir.

En fazla arka arkaya 30 gün kullanınız. Mikro lavman tek kullanımlıktır, bu nedenle sadece yarısı uygulandığında tekrar

kullanılamaz.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI

Oda sıcaklığında, ısı kaynaklarından ve doğrudan ışıktan uzakta saklayınız. **PEGinpol**'ü ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, doğru şartlarda saklanan bozulmamış ürün için geçerlidir.

AMBALAJ

Ambalaj 6 adet tek kullanımlık 6 g mikro lavman içerir. Satılması yasak olan numune ürün 2 adet tek kullanımlık 6 g mikro lavman içerir.

Son revizyon: Nisan 2023

Sembollerin anlamı



Tıbbi Cihaz



Lot numarası



Tekrar kullanmayın



Son kullanma tarihi



4°C ile 30°C arasında saklayınız



Kullandıktan sonra çevreye atmayınız



Üretici



Kullanma Talimatı'nı inceleyiniz

